

mesoderm

АППАРАТ ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МИКРОИГОЛЬЧАТОЙ МЕЗОТЕРАПИИ

**DERMAPEN P 15**

## АППАРАТ DERMAPEN P15



Артикул: 424211

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА

ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МИКРОИГОЛЬЧАТОЙ МЕЗОТЕРАПИИ С УСПЕХОМ РЕШАЕТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЦА И ТЕЛА.



### СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ИГЛ И ИНДИКАТОР

5 уровней скорости – 5 цветов индикатора  
Скорость работы: **6500–8500** колебаний в минуту.



### РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛИНА ИГЛ

0,25 мм, 0,5 мм, 0,75 мм, 1,0 мм, 1,5 мм, 1,75 мм, 2,0 мм



### СИНХРОННАЯ ПОДАЧА ИГЛ

Автоматическая подача игл строго на заданную глубину обеспечивает равномерную обработку зоны.






### НАСАДКИ

Одноразовые сменные насадки с 12 и 24 иглами

Артикул: 424212 Насадки для P15, 10 штук, сталь 12 игл

Артикул: 424213 Насадки для P15, 10 штук, сталь 24 иглы



## ДЕЙСТВИЕ АППАРАТА DERMAPEN P15

РЕАКЦИЯ КОЖИ НА  
ПОВРЕЖДЕНИЕ


### ИНДУКЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА

- ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОЖИ
- СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА МОЛОДОГО КОЛЛАГЕНА


## ДЕЙСТВИЕ АППАРАТА DERMAREN P15 УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

.....


### ТРАНСДЕРМАЛЬНЫЕ МИКРОКАНАЛЫ



КРЕМ



ЛИПОСОМЫ



ИОНОФОРЕЗ



ФММТ

УСИЛЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ В ДЕСЯТКИ РАЗ

## ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА DERMAPEN P15



### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Может применяться на любом участке лица и тела.

### ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Короткое время процедуры, позволяет обслужить максимальное число клиентов.

### УДОБСТВО

Аппарат удобно держать в руке. Одной насадкой можно обработать несколько зон, изменяя длину игл.



### ВЫГОДА

Высокая рентабельность при минимальном расходе средств и времени на процедуру.

### ТОЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Полностью исключен риск чрезмерного повреждения кожи в одной области и недостаточное воздействие в другой.

### КОМФОРТ

Минимальные негативные ощущения, короткий реабилитационный период, возможность наносить макияж в день процедуры.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУР В НЕСКОЛЬКО РАЗ НИЖЕ, ЧЕМ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕТОДИКИ ОМОЛОЖЕНИЯ

## АППАРАТ DERMAPEN P15

.....

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

#### ЛИЦО



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
МОРЩИНЫ, ПТОЗ  
ПИГМЕНТАЦИЯ  
ПОСТАКНЕ,  
РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ

#### ТЕЛО



РАСТЯЖКИ  
ДРЯБЛОСТЬ  
СНИЖЕННЫЙ ТОНУС И  
ТУРГОР КОЖИ  
ПИГМЕНТАЦИЯ



#### ГОЛОВА

АЛОПЕЦИЯ (МУЖЧИНЫ,  
ЖЕНЩИНЫ)  
ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА ВОЛОС  
ОСЛАБЛЕННЫЕ ВОЛОСЫ



#### ЭСТЕТИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ

РУБЦЫ  
ШРАМЫ  
СЛЕДЫ ОТ ТРАВМ И ОЖОГОВ  
НА КОЖЕ ЛИЦА И ТЕЛА


## АППАРАТ DERMAPREN P15

.....

### ВЫБОР ДЛИНЫ ИГЛ

ДИНА ИГЛ ЗАВИСИТ ОТ ВИДА И ВЫРАЖЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ДЕФЕКТА, ЗОНЫ ОБРАБОТКИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КЛИЕНТА.

ЧАСТОТА ПРОЦЕДУР ЗАВИСИТ ОТ ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ДЛИНЫ ИГЛ.




## НАСАДКИ 12 ИГЛ К АППАРАТУ DERMAPEN P15

.....

СТЕРИЛЬНЫЕ НАСАДКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ  
ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ.  
ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЛЕЖАТ УТИЛИЗАЦИИ.

424212  
УПАКОВКА: 10 НАСАДОК  
С 12 ИГЛАМИ



- МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ЛЮБОМ УЧАСТКЕ КОЖИ ЛИЦА, ТЕЛА, ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ.
- ТОЛЩИНА ИГЛ: 0,25 мм
- МАТЕРИАЛ ИГЛ – ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТАЛЬ С АЛМАЗНОЙ ЗАТОЧКОЙ.

- МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ЛЮБОМ УЧАСТКЕ КОЖИ ЛИЦА, ТЕЛА, ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ.
- ТОЛЩИНА ИГЛ: 0,25 мм
- МАТЕРИАЛ ИГЛ – ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТАЛЬ С АЛМАЗНОЙ ЗАТОЧКОЙ.




## НАСАДКИ 24 ИГЛЫ К АППАРАТУ DERMAPEN P15

.....

СТЕРИЛЬНЫЕ НАСАДКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ  
ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ.  
ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЛЕЖАТ УТИЛИЗАЦИИ.

424213  
УПАКОВКА: 10 НАСАДОК  
С 24 ИГЛАМИ





## ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ

СКОРОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ СМЯГЧАЮЩЕГО ЭФФЕКТА 20-40 минут  
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СМЯГЧАЮЩЕГО ЭФФЕКТА – ДО 120 минут

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ  
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

- СМЯГЧАЮЩИЙ КОМПЛЕКС на основе растительных экстрактов
- УСПОКАИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС (PL комплекс)

### РЕЗУЛЬТАТЫ:

- УСТРАНЕНИЕ ДИСКОМФОРТА
- СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ СО СТОРОНЫ КОЖИ
- СНИЖЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ОЩУЩЕНИЙ
- КОМФОРТНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

30 мл  
Артикул: 424204

## КОКТЕЙЛИ ДЛЯ ФММТ



ЛИФТИНГОВЫЙ ПЕПТИДНЫЙ  
КОКТЕЙЛЬ "LIFT CREATOR"  
С ТРИПЕПТИДАМИ МЕДИ

424147 - 4 мл x 6



ПЕПТИДНЫЙ  
ДЕПИГМЕНТИРУЮЩИЙ КОКТЕЙЛЬ  
ANTI-PIGMENTATION  
С ВИТАМИНОМ С

424149 – 4 мл x 6



ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ  
ANTI-AGE +  
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

424148 – 4 мл x 6



ПОЛИПЕПТИДНЫЙ  
КОКТЕЙЛЬ 20 ACTIVE +  
С АМИНОКИСЛОТНЫМ  
КОМПЛЕКСОМ

424153 – 4 мл x 6



ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС  
REPTIDERM 5 +  
АКТИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

424146 – 5 мл x 6



ЛИФТИНГОВЫЙ ПЕПТИДНЫЙ  
КОКТЕЙЛЬ С  
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

424114 – 5 мл x 10



BB КОНЦЕНТРАТ-КОРРЕКТОР  
ДЛЯ  
ФММТ / МИКРОНИДЛИНГА

424118 – 5 мл x 10



ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ  
ANTI HAIR LOSS  
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ, ДЛЯ  
СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС

424154 – 4 мл x 6



УКРЕПЛЯЮЩИЙ  
ЛИФТИНГОВЫЙ ПЕПТИДНЫЙ  
КОКТЕЙЛЬ  
BODY FIT ДЛЯ ТЕЛА

424152 - 4 мл x 6

## ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ УХОД

### СТЕРИЛЬНЫЕ МАСКИ



В СЕРИЮ ВХОДЯТ 3 ВИДА СТЕРИЛЬНЫХ МАСОК НА ОСНОВЕ ШЕЛКОВЫХ ВОЛОКОН И БИОЦЕЛЛЮЛОЗЫ.  
ПРЕПАРАТЫ СОДЕРЖАТ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЕ, УСПОКАИВАЮЩИЕ И АНТИ-ЭЙДЖ АКТИВЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕСЯ БЫСТРЫМ ДЕЙСТВИЕМ.  
МАСКИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР ФММТ, НО И ПОСЛЕ МЕЗОТЕРАПИИ, БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ,  
МИКРОДЕРМАБРАЗИИ, ХИМИЧЕСКИХ ПИЛИНГОВ И ДРУГИХ ТРАВМИРУЮЩИХ МАНИПУЛЯЦИЙ.

ПЕПТИДНАЯ УСПОКАИВАЮЩАЯ  
МАСКА "PEPTIDERM -  
АКТИВНЫЙ КОМФОРТ"



424144 – упаковка 5 штук

ПЕПТИДНАЯ АНТИ-ЭЙДЖ  
МАСКА "PEPTIDERM -  
АКТИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ"



424145 – упаковка 5 штук

ИНТЕНСИВНО  
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАСКА



424150PRO – упаковка 5 штук

## АППАРАТ DERMAPEN P15

.....

### РЕЗУЛЬТАТЫ



- УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
- ПОДТЯЖКА И ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ
- ЛИФТИНГ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА И ТОНА КОЖИ.
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНТУРОВ ОВАЛА ЛИЦА
- УМЕНЬШЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
- ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА КОЖИ
- КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
- УМЕНЬШЕНИЕ САЛООТДЕЛЕНИЯ
- УМЕНЬШЕНИЕ РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОСТАКНЕ
- СУЖЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР
- ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА
- КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ И ШРАМОВ
- СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА ВОЛОС
- ЗАМЕДЛЕНИЕ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА, ТУРГОРА КОЖИ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ
- КОРРЕКЦИЯ СТРИЙ.
- ПОДТЯЖКА И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ ТЕЛА

ПРОЦЕДУРЫ МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА.  
У ПРОЦЕДУРЫ ФММТ НЕТ СЕЗОННОСТИ.

## АППАРАТ DERMAPEN P15



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



РЕГИСТРАЦИОННОЕ  
УДОСТОВЕРЕНИЕ  
РОСЗДРАВНАДЗОРА



РАБОТА  
ОТ СЕТИ



БЛОК ПИТАНИЯ  
АС 220В, 50 Гц / DC 5В, 1А



ВЕС  
Вес аппарата в упаковке  
0,5 кг



МАКСИМАЛЬНАЯ  
ДЛИНА ИГЛЫ 2,0 мм



СКОРОСТЬ  
**6500 – 8500**  
колебаний в минуту.



5 СКОРОСТНЫХ  
РЕЖИМОВ




ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР  
СКОРОСТИ – 5 цветов

Артикул: 424211

”

*Мы следуем за гениальными идеями, объединяя наш опыт за многие годы с технологиями сегодняшнего дня.*



Испания,  
Год основания: 2002  
Площадь производства: 5 000 м<sup>2</sup>

Контрактное производство:  
Европа, Азия, Россия.

## О КОМПАНИИ MESODERM

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ ИСПАНСКОЙ КОМПАНИИ **MESODERM** ОБЪЕДИНИЛИ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ С ПРИНЦИПАМИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ОТОБРАННОЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗОЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ С ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ.

### КАЧЕСТВО

ПРОДУКЦИЯ **MESODERM** ПРОИЗВОДИТСЯ НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ ПО ВСЕМУ МИРУ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА ИСПОЛЬЗУЮТ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ СООТВЕТСТВУЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ **СТАНДАРТАМ GMP**, ТРЕБОВАНИЯМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

mesoderm

